



FIAB

# 体外式ペースメーカー用 中継ケーブル



届出番号：27B1X00012000024  
販売名：FIAB 中継ケーブル

型式	色	対応メーカ	全長	再使用回数	滅菌方法	形状
F7816/BIO	グレイ	バイオトロニック タイプ	200 cm	10回まで <sup>※2</sup>	未滅菌で供給 ・EOG ・オートクレーブ	
F7816/MED	グレイ	メドトロニック タイプ	200 cm	10回まで <sup>※2</sup>	未滅菌で供給 ・EOG ・オートクレーブ	
F7816/33JP	2 mmプラグ キャップ付	各社	200 cm	10回まで <sup>※2</sup>	未滅菌で供給 ・EOG ・オートクレーブ	
F7834 <sup>※1</sup>	2 mmプラグ キャップ付	各社	200 cm	—	滅菌済 / ディスポ	
F7834/JP2-250 <sup>※1</sup>	2 mmプラグ キャップ付	各社	250 cm	—	滅菌済 / ディスポ	
F7834/JP3-250 <sup>※1</sup>	2 mmプラグ キャップ付	各社	250 cm	—	滅菌済 / ディスポ	
F7818/OSYLC <sup>※1</sup>	プラグ キャップ付 (グレイ)	オスピカタイプ	200 cm	—	滅菌済 / ディスポ	 <small>※写真は F7818/OSYLC</small>
F7818/BOSYLC <sup>※1</sup>	プラグ キャップ付 (ブルー)					
F7818/4BIOLC	プラグ付 (グレイ / ブルー)	バイオトロニック タイプ	200 cm	—	滅菌済 / ディスポ	

※1 型式 F7834、F7834/JP2-250、F7834/JP3-250、F7818/OSYLC 及び F7818/BOSYLC については 5本単位でご注文ください。  
 ※2 使用環境・保管状況などにより、再使用回数より早く交換を要するケースもございますので予めご了承ください。

製造販売元  
 **大正医科器械株式会社**  
 TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

事業本部 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 1-11-19  
 大阪福島セントラルビル  
 TEL 06-6451-7177 (代)  
 FAX 06-6451-7178  
 東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田 1-14-21 2F  
 TEL 03-6715-8864  
 FAX 03-6715-8867  
 URL <https://taishobiomed.com>

お求め、お問い合わせは…