

IDAシリーズ用測定・解析ソフト

# HydroPlus

(IDA-5, IDA-1S 用)

Status All Channels			
Channel 1	Channel 2	Channel 3	Channel 4
00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
SetUp	SetUp	SetUp	SetUp

HydroPlus スタートパネル 2

管理番号  測定 CH NO.  CH1  CH2  
 CH3  CH4  最新測定値

測定者

測定方法  
 流量  閉塞圧  流量+閉塞圧  
 自動測定モード

流量 (mL/h)  既存  新規 許容値 (%)  既存  新規 積算量 (mL)  既存  新規  
測定タイプ

戻る 次へ

プリンター設定値  
COH imagio MP C5000 2  
枚 プリンター再設定 終了

HydroPlus スタートパネル 1

作業項目  
 測定  グラフ表示  測定(テンプレート)

管理番号  右の測定者で  新規  
ソート  昇順  降順  日付順

測定者  左の管理番号で  新規  
ソート  昇順  降順  日付順

最新測定値

次へ


終了

以降のパネルの最新測定値 入手条件  
 管理番号と測定者  管理番号のみ  測定者のみ

フォントサイズ変更

● HydroPlus は測定データを CSV 出力する機能を標準搭載しています。

- 測定中、許容範囲外はマスキングして、測定精度を従来より容易に確認できます。
- 測定値表示を拡大表示し、視認性が向上しました。  
グラフ色、線幅のカスタマイズにも対応しているので使い勝手が良くなっています。



- データリストで一覧表示可能、合否も確認できます。  
また、データリストはフィルタ機能を搭載していますので、必要な項目をソートする事も可能です。

測定日	測定時間	管理番号	測定者	測定タイプ	製造会社名	機種形式	シリアルNo.	機器名	流量 (mL/h)	判定	ファイル名	積算量 (mL)	平均流量 (mL/h)	最大圧力 (mmHg)
2013/03/27	08:44:08	管理001	測定者A	Flow	製造会社A	機種形式A	1204567890	機器名1	40	OK	F13pmo1e.i4d 2.5	89.93	6	
2013/02/01	15:97:00	11643/Teiki	TT/200.00	Occlusion	Manufacturer 1234	DeviceType 123456	SerialNo 333333	Location 12345678	40	NG	O134ohs.i4d 0	0	7	
2013/02/01	15:98:43	11643/Teiki	TT/200.00	Occlusion	Manufacturer 1234	DeviceType 123456	SerialNo 333333	Location 12345678	40	NG	O136otv.i4d 0	0	1	
2013/02/01	15:93:14	11643/Teiki	TT/200.00	Occlusion	Manufacturer 1234	DeviceType 123456	SerialNo 333333	Location 12345678	40	NG	O1329r4.i4d 0	0	4	
2013/02/01	15:92:41	11643/Teiki	TT/200.00	Occlusion	Manufacturer 1234	DeviceType 123456	SerialNo 333333	Location 12345678	40	NG	O134j29.i4d 0	0	0	
2013/02/01	15:22:20	15226_CHK	ks	Flow				F13khuas.i4d 3.4	30	NG	F13khuas.i4d 18.28	5909.89	14	
2013/02/01	13:99:07	15226_CHK	ks	Flow				F139eqk5.i4d 0	60	NG	F139eqk5.i4d 0	0	79	
2013/02/01	12:94:28	11643/Teiki	TT/200.00	Occlusion	Manufacturer 1234	DeviceType 123456	SerialNo 333333	Location 12345678	40	NG	O13y6dx.i4d 0	0	0	
2013/02/01	12:94:14	11643/Teiki	TT/200.00	Occlusion	Manufacturer 1234	DeviceType 123456	SerialNo 333333	Location 12345678	40	NG	O13eapb.i4d 0	0	0	
2013/01/31	17:05:44	15226_CHK	ks	Flow				F139jn7.i4d 8.54	120	NG	F139jn7.i4d 8.54	116.76	47	
2013/01/24	10:49:05	11643/Teiki	TT/200.00	Flow	Manufacturer 1234	DeviceType 123456	SerialNo 333333	Location 12345678	40	NG	F13749r.i4d 0.85	39.99	8	
2013/01/22	11:55:24	11643/Teiki	TT/200.00	Occlusion	Manufacturer 1234	DeviceType 123456	SerialNo 333333	Location 12345678	40	OK	O139yccr.i4d 0	0	862	
2013/01/22	11:52:31	11643/Teiki	TT/200.00	Occlusion	Manufacturer 1234	DeviceType 123456	SerialNo 333333	Location 12345678	40	NG	O13er8zo.i4d 0	0	831	
2013/01/22	11:47:01	11643/Teiki	TT/200.00	Flow	Manufacturer 1234	DeviceType 123456	SerialNo 333333	Location 12345678	40	OK	F134t9r.i4d 3.61	41.87	27	
2013/01/23	11:40:50	11643/Teiki	TT/200.00	Occlusion	Manufacturer 1234	DeviceType 123456	SerialNo 333333	Location 12345678	40	OK	O1329r4.i4d 0	0	745	

- HydroPlus は測定データを機器管理ソフトへ出力する機能を搭載しており、下記のシステムと連携することができます。

- ソフト名 製造会社名
- CEIA System .....アルカディア・システムズ(株)
  - Meister .....(株)ヒポット
  - ZERO ME .....ゼロシステム(株)
  - Open Library ME .....(有)礪川システムデザイン事務所
  - MARIS .....フクダ電子(株)
  - ACE.MediStation .....(株)九州テン

(順不同)  
※ソフトとの連携については弊社までお問い合わせ下さい。  
※2021年4月現在

※ IDA 付属の USB ケーブルをご使用ください。  
※ ご使用いただく PC のスペックについては、弊社までお問い合わせ下さい。



事業本部 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 1-11-19  
大阪福島セントラルビル  
TEL 06-6451-7177 (代)  
FAX 06-6451-7178

東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田 1-14-21 2F  
TEL 03-6715-8864  
FAX 03-6715-8867

URL <https://taishobiomed.com>

お求め、お問い合わせは・・・