

Ansur

テストソフトウェア


FLUKE®

Biomedical


Authorized Distributor

Ansurは手動テストや目視試験と自動テストシーケンスを組み合わせることができるテスト手順作成プログラムです。

フルークバイオメディカルの各種解析装置と併せて使用すると目視試験、予防メンテナンス手順、性能試験、安全性確認試験を実施して一つのファイルに保存することができます。




各種テスト手順はテストテンプレートがテストシーケンスファイルに保存することができ、テスト結果はテスト結果ファイルに保存し、表示や印刷が可能です。



システム要件

- ・ Core I3 以上 もしくはそれ以上のプロセッサ搭載機
 - ・ 2GB 以上の使用される OS が快適に動作する容量の RAM
 - ・ 下記 OS が快適に動作する容量に加え、100MB 以上のインストール領域
 - ・ 結果とテンプレートファイル用のハードドライブの容量
 - ・ マイクロソフトウィンドウズ OS (Windows 7 SP1 以降)
 - ・ USB2.0 以上のコネクタを有すること
- ※上記以上の要件を満たさない場合、インストールできない、誤動作等起こす場合があります。



事業本部 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 1-11-19
大阪福島セントラルビル
TEL 06-6451-7177 (代)
FAX 06-6451-7178

東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田 1-14-21 2F
TEL 03-6715-8864
FAX 03-6715-8867

URL <https://taishobiomed.com>
E-mail home@taishobiomed.com

お求め、お問い合わせは…