

Pace T10

体外式シングルチャンバーペースメーカー



- ◆ LCDタッチパネル搭載によりタッチで設定・選択が可能
- ◆ バックアップバッテリーシステムでペーシング中のバッテリー交換が可能

承認番号 30600BZX00113000

仕様

販売名	体外式ペースメーカー PACE T10
型式	PACE T10
モード	A00、AA1、AAT、V00、VVI、VVT、ハイレート、エマージェンシー、OSO
振幅	0.1 - 20 V
パルス幅	AXXモード: 0.7 ms VXXモード: 0.5 ms ハイレート: 1 ms
感度	0.1 mV - 20 mV
パルスレート	40 - 180 ppm
ハイレート	40 - 1000 ppm プリセット 400 ppm バーストもしくは継続刺激
エマージェンシー	V00 / ≥ 10 V / ≥ 80 ppm
不応期 心房	AXXモード(パルスレートによる): 400 ms - 300 ms
不応期 心室	VXXモード: 250 ms
コネクタ	コレット2個 ピン径: 1 - 2 mm
電気定格	基本バッテリー 1.5 V 2個 2600m Ah バックアップバッテリー 3 V 1350 mAh
寸法及び重量	142 x 82 x 37 mm / 285 g



キャリングケース



◀ 本体左側面

関連商品

livetec 中継ケーブル

販売名	livetec 中継ケーブル	
型式	PK-104 (青マーカー)	PK-105 (白マーカー)
全長	200 cm	
適合ピンの太さ	1 mm ~ 2 mm	
再使用回数	10回まで ※ 本品は消耗品で、耐用期間は、再滅菌 10 回または出荷から1年です。 この耐用期間または、回数を超えた時点で新品交換してください。ただし、使用状況や保管状況によっては再滅菌 10 回または出荷から1年未満で使用できなくなる場合があります。	
包装	未滅菌で供給	
滅菌方法	・EOG ・オートクレーブ ・プラズマ滅菌 ※医療機関において 10^{-6} 以下の無菌性保証水準を達成してください。	



届出番号 27B1X00012000033

製造販売元

大正医科器械株式会社
 TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

事業本部 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 1-11-19
 大阪福島セントラルビル
 TEL 06-6451-7177 (代)
 FAX 06-6451-7178

東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田 1-14-21 2F
 TEL 03-6715-8864
 FAX 03-6715-8867

URL <https://taishobiomed.com>

お求め、お問い合わせは…

※製品改良に伴い、外観、仕様その他について変更する場合がありますので御了承下さい。
 2024.7