



20 years

livetec 中継ケーブル

—— 体外式ペースメーカー用中継ケーブル ——



※写真はPK-105

届出番号 27B1X00012000033



"SAVING YOUR LIFE IS OUR BUSINESS"
大正医科器械株式会社
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

仕様

販売名	livetec 中継ケーブル	
型式	PK-104 (青マーカー)	PK-105 (白マーカー)
全長	200 cm	
適合ピンの太さ	1 mm ~ 2 mm	
再使用回数	10回まで ※ 本品は消耗品で、耐用期間は、再滅菌 10 回または出荷から1年です。 この耐用期間または、回数を超えた時点で新品交換してください。ただし、使用状況や保管状況によっては再滅菌 10 回または出荷から1年未満で使用できなくなる場合があります。	
包装	未滅菌で供給	
滅菌方法	・EOG ・オートクレーブ ・プラズマ滅菌 ※医療機関において 10^{-6} 以下の無菌性保証水準を達成してください。	



製造販売元

大正医科器械株式会社
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

事業本部 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 1-11-19
大阪福島セントラルビル
TEL 06-6451-7177 (代)
FAX 06-6451-7178
東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田 1-14-21 2F
TEL 03-6715-8864
FAX 03-6715-8867
URL <https://taishobiomed.com>

お求め、お問い合わせは...

※製品改良に伴い、外観、仕様その他について変更する場合がありますので御了承下さい。
2024.5